




ThermoFisher
SCIENTIFIC

高速解析でも高精度 Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer



© ThermoFisherScientific


- ・独自技術のアコースティックフォーカシング採用
サンプルスピードの影響を受けないので
かつてない高容量のサンプルスループットで
高精度の解析が可能！



© ThermoFisherScientific

だから・・・

全血サンプル No Lyse!! No Wash!!




© ThermoFisherScientific

全血サンプルの処理方法（溶血・洗浄あり）


溶血・洗浄により特定の細胞集団がいなくなる例も...

一般的な
フローサイト
メーター



AttuneNxT

No Lyse/No Wash



© ThermoFisherScientific

- ・最大1,000 $\mu\text{L}/\text{min}$ のサンプル流速で計測。
- ・溶血・洗浄不要なので貴重なサンプルのロスも最小限。

実機デモ 受付中！

資料の御請求・実機デモの御依頼をいただく際には、大変恐れ入りますが
必要事項をご記入いただき、下記 販売促進部 北山までFAXまたはメールにて
ご連絡ください。

御氏名 ()

御所属 ()

御電話番号 ()

E-mail ()

御依頼内容 ☐ カタログ・資料請求 ☐ 実機デモ希望

内容に関するお問合せは販売促進部 北山 kitayama@shikokurika.co.jp まで
TEL: 088-693-4660
FAX: 088-693-4661



四国理科株式会社

<http://www.shikokurika.jp>

高知 本社 高知県高知市大津乙1067-6
徳島営業所 徳島県板野郡藍住町奥野字山畑39-3
愛媛営業所 愛媛県松山市南久米町798-7
香川営業所 香川県高松市下田井町25-2