



エムエス機器株式会社



Covarisを使ってChIPを改善しませんか？

Chromatin shearingにおいて生じる問題点



- ・切れ残りが生じる
- ・断片化における再現性が悪い。
- ・免疫沈降での回収量が少ない。



Covaris M220

Covarisで解決しましょう！

他のソニケーターとの比較 ～超音波の照射方式について～



熱・コンタミを払拭し作業時間の削減をお約束！

チューブの種類



製品名：microtube
容量：130uL
細胞数：1.0-3.0x10⁶
組織：20-50mg




製品名：millitube
容量：1mL
細胞数：1.0-3.0x10⁷
組織：120mg

動かざること山の如し

VORTEX-GENIE 2

・40年近く愛され続けるボルテックス・ミキサーのスタンダードモデル

・約20種の豊富なアタッチメント
ハンズフリーでマイクロプレート/チューブを攪拌



・キャップのない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く真の渦 (vortex) を発生させます。

定価¥45,000
(ミキシングキャップ、3インチプラットホーム標準装備)



プリン、吸えます。

Gilson社 微量分注器

マイクロマン/マイクロマンE

粘性・揮発性・腐食性サンプルにお勧めです！

- ・粘性溶液
グリセロール、界面活性剤、油脂など
- ・揮発性溶液
エタノール、アセトニトリルなど
- ・腐食性溶液
塩酸、硫酸など



マイクロマン: ¥35,000/マイクロマンE: ¥36,500
上記価格に「キャピラリー&ピストン (CP)」は含まれておりません。

内容に関するお問合せは販売促進部 北山 kitayama@shikokurika.co.jp まで

TEL: 088-693-4660



四国理科株式会社

<http://www.shikokurika.jp>

高知 本社 高知県高知市大津乙1067-6
徳島営業所 徳島県板野郡藍住町奥野字山畑39-3
愛媛営業所 愛媛県松山市南久米町798-7
香川営業所 香川県高松市下田井町25-2