



ThermoFisher  
SCIENTIFIC

## NMR分析をもっと身近に、簡単に

### 卓上型NMR分光計 picoSpin Series II




picoSpin 80 Series (82MHz) (右)

picoSpin 45 Series (45MHz) (左)

「どこでも」「誰でも」「簡単に」使えるNMR

コンパクト(設置面積: **A4サイズ**)(45series)

で持ち運び可能。



サンプルサイズは、わずか

**30~40  $\mu$ L**

永久磁石を使用し、**シールドルームや冷媒不要。**



試料の注入は交換可能な**キャピラリーカートリッジ**を使用



© ThermoFisherScientific

## 反応モニタリングアクセサリ(80series)



© ThermoFisherScientific

リアクター中の反応溶液を解析可能。  
中間体、合成化合物の生成状況の確認。  
反応終点の判断が可能。

## 実機デモ 受付中!

下記問い合わせ先までご連絡ください

# ホームページ/ニュースのお知らせ



### ・実験フローガイド

各種実験のフローチャートと必要な機器の一覧や  
プロトコル集がご覧になれます。

### ・研究機器オンライン

製品部類やメーカー別など様々な方法で研究機器の検索が可能。  
価格範囲での検索も可能なので予算申請にも便利。

### ・四国理科ニュース

バックナンバーから最新号までご覧になれます。  
また「お問合せ」から内容に関するお問合せも可能になりました。

研究機器オンライン  
2016-2017



Contact us  
English Email Service

内容に関するお問合せは販売促進部 北山 [kitayama@shikokurika.co.jp](mailto:kitayama@shikokurika.co.jp) まで

TEL: 088-693-4660

FAX: 088-693-4661



四国理科株式会社

<http://www.shikokurika.jp>

高知 本社 高知県高知市大津乙1067-6  
徳島営業所 徳島県板野郡藍住町奥野字山畑39-3  
愛媛営業所 愛媛県松山市南久米町798-7  
香川営業所 香川県高松市下田井町25-2