

分析フィルターロート お試しキャンペーン

ディスポーザブルNalgene分析フィルターロートを
45% OFFでご提供

Thermo Scientific™ Nalgene™分析テストフィルターロート

45%
OFF

キャンペーン番号：RCER22

経済的な分析用フィルターロート

微生物検査や品質管理試験に適した滅菌済みディスポーザブルの分析用フィルターロートです。水、食品、飲料、原料、完成品の検査に使用できます。今なら希望小売価格の45%OFFでご購入いただけます。この機会にぜひお試しください。

特長

- 滅菌済み・個包装で、開封後すぐに使用可能
- フィルターロートアダプターやゴム栓（8号）を使って真空マニホールドやフィルターフラスコ（0.5インチ穴）にセット
- CNメンブレンはEPA（アメリカ環境保護庁）の水質検査における認定基準に準拠
- グレーのメンブレンは濡れると黒に変わり、コロニーの検出やカウントに便利（製品番号147-0045/-2045）



図2. Thermo Scientific™ Nalgene™分析テストフィルターロート
ねじるだけで簡単に取り外せるロート設計で、メンブレンをスムーズに取り出し可能（製品番号147-0045）

Ordering information

【材質】メンブレン：CN/フィルター容器：PP/ネック部：PS

製品番号	孔径 (μm)	メンブレン径 (mm)	容量 (mL)	メンブレン色	グリッド (グリッド色)	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
145-0020	0.2	47	100	白	-	1 × 50	¥52,180	¥28,680
145-2045	0.45	47	250	白	● (黒)	1 × 50	¥56,140	¥30,860
147-0045	0.45	47	100	グレー	● (黒)	1 × 50	¥52,180	¥28,680
147-2045*1	0.45	47	250	グレー	● (黒)	1 × 50	¥56,140	¥30,860

*1 2025年7月現在、受注後発注製品です。

注意事項：フィルターロートアダプターは1ケースにつき6個付きます。別売りもございます（製品番号DS0397-0010）。

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 弊社受注分まで

水質検査作業に適した基準を満たしたニトロセルローズ (CN) メンブレンを使用

一部のCNメンブレンおよびCNメンブレンを使用した Thermo Scientific™ Nalgene™ 分析用フィルター製品には、公式な保証書が添付されています。保証書には、製品が下記の材質基準および製造手順に従って製造されていることが明記されています。

1. アメリカ公共健康協会 (APHA) Standard Methods, 最新版
2. アメリカ安全飲料水法 P.L.93-523
3. アメリカ環境保護庁 (EPA) “環境監視のための微生物学的な方法:水および廃棄物” U.S.EPA;Part II, Section C, page 74;U.S.Government Printing Office, 1978.

これらの基準に基づき、フィルターは、孔径、流速、溶出物の量、中性度、生物学的特性に関する検査が実施されています。保証書は、EPAの研究所認定ガイドラインで求められる正式な品質管理記録の一部としてご利用いただけます。以下の製品が対象です。

- 分析フィルターユニット (製品番号130-4045PK)
- 分析フィルターロート (製品番号140-4045PK)
- 水質試験メンブレン (製品番号DS0205-4045)

Thermo Scientific™ Nalgene™ 真空マニホールド

キャンペーン番号: RCER22

45%
OFF

特長

- Nalgene分析フィルターロート/テストフィルターロート用
- アウトレットフィッティング: 9.5 mm
- アウトレット形状: ベントポート付き2方向バルブ
- 3ポート



Ordering information

【材質】メンブレン: CN/フィルター容器: PP/ネック部: PS

製品番号	タイプ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
DS0345-0001* 1</td <td>真空フィルターロート用マニホールド</td> <td>1</td> <td>¥308,600</td> <td>¥169,720</td>	真空フィルターロート用マニホールド	1	¥308,600	¥169,720

*1 2025年7月現在、受注後発注製品となります。

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 弊社受注分まで

お問い合わせ・カタログ・サンプルのご依頼はこちら thermofisher.com/jp-labcons-contact

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 7 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP537-A25060B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact