



いつでも Finnpiquette スペシャルサポート2024

F1/E1-ClipTipピペット、Finnpiquette F1/F2ピペットを
特別価格でご提供

F1/E1-ClipTipピペット

瞬時に均一なチップ装着とシーリングを可能にしたClipTipインターロックシステムです。マニュアルピペットと電動ピペットをご用意しています。

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ピペット (マニュアルピペット)

驚くほど軽い力でチップ着脱が可能で、マルチチャンネルも全てのチップコーンをシールします。

34% OFF

製品番号	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	希望小売価格	特別価格
4641310N*	1	0.1~2 µL	0.002 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641320N*	1	1~10 µL	0.02 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641180N	1	2~20 µL	0.02 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641190N	1	5~50 µL	0.1 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641200N	1	10~100 µL	0.2 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641210N	1	20~200 µL	0.2 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641220N	1	30~300 µL	1.0 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641230N	1	100~1,000 µL	1.0 µL	●	¥44,300	¥29,200
4661210N*	8	1~10 µL	0.02 µL	●	¥134,800	¥88,900
4661120N	8	5~50 µL	0.1 µL	●	¥134,800	¥88,900
4661130N	8	10~100 µL	0.2 µL	●	¥134,800	¥88,900
4661140N	8	30~300 µL	1.0 µL	●	¥134,800	¥88,900
4661220N*	12	1~10 µL	0.02 µL	●	¥154,300	¥101,800
4661160N	12	5~50 µL	0.1 µL	●	¥154,300	¥101,800
4661170N	12	10~100 µL	0.2 µL	●	¥154,300	¥101,800
4661180N	12	30~300 µL	1.0 µL	●	¥154,300	¥101,800

※ F1-ClipTipピペットには、汎用チップは使用できません。専用ClipTipをご使用ください。

* 適合チップはClipTip 12.5 Extになります。



Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ ピペット (電動ピペット)

クラウド環境「Thermo Fisher™ Connect Platform」でピペット管理が可能です。

34% OFF

製品番号	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	希望小売価格	特別価格
4670000BT	1	0.5~12.5 µL	0.01 µL	●	¥111,300	¥73,400
4670020BT	1	2~125 µL	0.1 µL	●	¥111,300	¥73,400
4670030BT	1	10~300 µL	0.1 µL	●	¥111,300	¥73,400
4670040BT	1	15~1,250 µL	1.0 µL	●	¥111,300	¥73,400
4671000BT	8	0.5~12.5 µL	0.01 µL	●	¥221,100	¥145,900
4671040BT	8	2~125 µL	0.1 µL	●	¥221,100	¥145,900
4671070BT	8	10~300 µL	0.1 µL	●	¥221,100	¥145,900
4671100BT	8	15~1,250 µL	1.0 µL	●	¥221,100	¥145,900
4671010BT	12	0.5~12.5 µL	0.01 µL	●	¥248,300	¥163,800
4671050BT	12	2~125 µL	0.1 µL	●	¥248,300	¥163,800
4671080BT	12	10~300 µL	0.1 µL	●	¥248,300	¥163,800
4671090BT	12	30~850 µL	1.0 µL	●	¥248,300	¥163,800

※ E1-ClipTipピペットには、汎用チップは使用できません。専用ClipTipをご使用ください。

2種類の分注プログラム 設定方法

Presets 基本的な分注

Matrix カスタマイズ分注

電動チップイジェクションを 搭載



Finnpipette F1ピペット

お手持ちのピペットは、操作中に容量がずれることはありませんか？

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1シングルチャンネルピペット／マルチチャンネルピペットは容量自動ロックシステムが“容量ずれ”を防止します。

34% OFF

製品番号	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	希望小売価格	特別価格
4641010N	1	0.2~2 µL	0.002 µL	●	¥50,400	¥33,200
4641020N	1	0.5~5 µL	0.01 µL	●	¥50,400	¥33,200
4641030N	1	1~10 µL マイクロ	0.02 µL	●	¥50,400	¥33,200
4641040N	1	1~10 µL	0.02 µL	●	¥50,400	¥33,200
4641060N	1	2~20 µL	0.02 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641140N	1	5~50 µL	0.1 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641070N	1	10~100 µL	0.2 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641080N	1	20~200 µL	0.2 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641090N	1	30~300 µL	1 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641100N	1	100~1,000 µL	1 µL	●	¥44,300	¥29,200
4641110N	1	0.5~5 mL	0.01 mL	●	¥50,400	¥33,200
4641120N	1	1~10 mL	0.02 mL	●	¥55,900	¥36,800
4661000N	8	1~10 µL	0.02 µL	●	¥150,600	¥99,300
4661010N	8	5~50 µL	0.1 µL	●	¥150,600	¥99,300
4661020N	8	10~100 µL	0.2 µL	●	¥150,600	¥99,300
4661030N	8	30~300 µL	1 µL	●	¥150,600	¥99,300
4661040N	12	1~10 µL	0.02 µL	●	¥171,800	¥113,300
4661050N	12	5~50 µL	0.1 µL	●	¥171,800	¥113,300
4661060N	12	10~100 µL	0.2 µL	●	¥171,800	¥113,300
4661070N	12	30~300 µL	1 µL	●	¥171,800	¥113,300

容量自動
ロックシステム
操作中に容量が
ずれない!



アジャスタブル
フィンガーレスト



サイレント
容量設定



Finnpipette F2ピペット

34% OFF

製品番号	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	希望小売価格	特別価格
4642010	1	0.2~2 µL	0.002 µL	●	¥42,900	¥28,300
4642020	1	0.5~5 µL	0.01 µL	●	¥42,900	¥28,300
4642030	1	1~10 µL マイクロ	0.02 µL	●	¥42,900	¥28,300
4642040	1	1~10 µL	0.02 µL	●	¥42,900	¥28,300
4642060	1	2~20 µL	0.02 µL	●	¥38,600	¥25,400
4642130	1	5~50 µL	0.1 µL	●	¥38,600	¥25,400
4642070	1	10~100 µL	0.2 µL	●	¥38,600	¥25,400
4642080	1	20~200 µL	0.2 µL	●	¥38,600	¥25,400
4642090	1	100~1,000 µL	1 µL	●	¥38,600	¥25,400
4642100	1	0.5~5 mL	0.01 mL	●	¥42,900	¥28,300
4642110	1	1~10 mL	0.02 mL	●	¥52,000	¥34,300
4662000	8	1~10 µL	0.02 µL	●	¥134,600	¥88,800
4662010	8	5~50 µL	0.1 µL	●	¥134,600	¥88,800
4662020	8	10~100 µL	0.2 µL	●	¥134,600	¥88,800
4662030	8	30~300 µL	1 µL	●	¥134,600	¥88,800
4662040	12	1~10 µL	0.02 µL	●	¥154,200	¥101,700
4662050	12	5~50 µL	0.1 µL	●	¥154,200	¥101,700
4662060	12	10~100 µL	0.2 µL	●	¥154,200	¥101,700
4662070	12	30~300 µL	1 µL	●	¥154,200	¥101,700

ダブルアクション
プッシュボタンに
より容量ずれ防止




耐久性抜群、フル
オートクレーブ対応



ご注文は、最終ページの「ご注文の流れ」をご確認ください。

2024年1月1日の価格改定に伴い、「いつでもFinnpipette スペシャルサポート 2023」は2023年12月28日をもって終了しました。2024年1月5日から2025年3月31日までは本プログラムをご利用ください。

ご注文の流れ



- 実施期間は予告なく終了する場合がございます。
- お引き取り品にはデコンタミネーション証明書の添付が必要です。証明書の入手はthermofisher.com/jp-pipette-serviceから「デコンタミネーション証明書(サービス依頼書3シート目)」をクリックしてください。

ご注文依頼書

※2025年3月31日まで

キャンペーンコード:LHS2401-S

お客さま	施設名	部署名			
	ご担当者名	e-mail			
	住所 〒				
	TEL	FAX			
		申し込み日	年	月	日
販売店用	会社名	支店・営業所			
	担当者名	e-mail			
	住所 〒				
	TEL	FAX			

ご希望ピペット

製品番号	製品名	数量	お引き取り品ブランド名

※ピペット購入に併せて、出荷時校正 (ISO/IEC17025校正) は必要ですか? 要 不要
校正内容および希望小売価格はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-pipette-service

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2021-2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **LHC046-C2401CE**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

thermo scientific