


DNAシーケンサ スペクトラルキャリブレーション／点検サービス キャンペーン

スペクトラルキャリブレーション

本サービスは、DNAシーケンサ機器内部の清掃・調整に加えてキャピラリーなどの消耗品交換、標準試薬による光学系キャリブレーション作業をお客さまに代わって行うサービスです。この機会にぜひご検討ください。

対象機器

- Applied Biosystems™ 3500 ジェネティックアナライザ
- Applied Biosystems™ 3500xL ジェネティックアナライザ
- Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティックアナライザ
- Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flexジェネティックアナライザ




注意事項：3500シリーズではサービスにキャピラリーが含まれますが、SeqStudio Flexシリーズには含まれません。そのため、SeqStudio Flexシリーズでは、お客さまにて有効期限内の新品キャピラリーを作業当日までにご準備いただく必要がございます。ご用意いただけない場合、作業が実施できませんのでご注意ください。

点検サービス プラチナ

本サービスは、機器内部の清掃・調整に加えてカートリッジなどの消耗品交換や、インストールラン試薬を用いた機器性能の確認を行う点検サービスです。作業完了時には点検・整備チェックリストをお渡しします。この機会にぜひご検討ください。

対象機器

Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ



スペクトラルキャリブレーション／点検サービスはこんな方におすすめ

- 機器を久しぶりに使うので、使用可能な状態か確認したい
- キャピラリーやカートリッジの交換時期が近い
- 日常のメンテナンスを行っていない、もしくはよく分からない
- 最近データが悪くなっている

期間限定オプション

各サービスにキャンペーン期間限定で1年間の保証を付けることが可能です。1年修理保証にご加入いただくと、キャリブレーション／点検作業日から1年間、対象機器の修理費用がカバーされます。万が一、機器に不具合が発生しても、技術者派遣に伴う費用（技術作業料、技術者派遣・移動費）や部品費用のご心配はいりません（試薬消耗品は除く）。

注意事項：

- 当社規定の約款にご同意の上お申し込みください。
- 作業日から3カ月以内であれば1年修理保証オプションを付加することが可能です。この場合、期間は作業日から1年間になります。

詳細はこちら thermofisher.com/jp-spc

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン 価格	1年修理保証 希望小売価格※1
Applied Biosystems™ 3500 ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※2	4473279	¥460,000	¥368,000	¥1,200,000
Applied Biosystems™ 3500xL ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※2	4473344	¥550,000	¥452,000	¥1,350,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ スポット点検サービス プラチナ※2	—	¥540,000	¥390,000	¥300,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティック アナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※3	4473276	¥310,000	¥200,000	¥900,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティック アナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※3	4473277	¥310,000	¥200,000	¥1,200,000
追加キャリブレーション用標準試薬	A24973JP	¥75,000	—	—

※1 キャンペーン期間限定オプションの希望小売価格になります。

※2 技術作業費、技術者派遣・移動費が含まれます。作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。

※3 技術作業費、技術者派遣・移動費が含まれます。作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。キャピラリーは付属しません。
上記サービスに併せて有償のメンテナンストレーニングを提供することも可能です。ご興味のある場合は別途ご相談ください。

キャンペーン期間

2025 年 5 月 19 日（月）～ 2025 年 8 月 29 日（金）弊社受注分まで

3500/3500xL向けスペクトラルキャリブレーション サービス付属品

- キャピラリー※1
- ホルムアミド
- ポリマー※2
- コンディショニング試薬
- キャリブレーション用標準試薬※3
- 陽極バッファーコンテナ
- 陰極バッファーコンテナ

※1 50 cmまたは36 cmキャピラリーのいずれか1種類。

※2 Applied Biosystems™ POP-7™ (384)、POP-6™ (384) または POP-4™ (384) ポリマーのいずれか1種類。

※3 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、
または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard) のいずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。

SeqStudio Flex向けスペクトラルキャリブレーション サービス付属品

- ホルムアミド
- ポリマー※1
- コンディショニング試薬
- キャリブレーション用標準試薬※2

※1 Applied Biosystems™ POP-7™ (384)、POP-6™ (384) または POP-4™ (384) ポリマーのいずれか1種類。

※2 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、
または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard) のいずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。

SeqStudio向け点検サービス プラチナ サービス付属品

- カートリッジ※1
- バッファー
- ホルムアミド
- 標準試薬※2
- インストールラン試薬

※1 サイズは500サンプル (125インジェクション) のものになります。

※2 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、
または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard) のいずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。

お申し込みについて

弊社販売代理店にお問い合わせください。お問い合わせの際は、機器表面のシールに記載のシリアル番号をお伝えください。販売代理店が不明な場合は、下記までお問い合わせください。

フィールドサービス

Tel: 03-4520-5288 (ガイダンス4番にお進みください)

Email: Japan.CSContact@thermofisher.com

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 5 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SVC506-A25050B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

applied biosystems